

Trabalho apresentado no 26º CBCENF

Título: A UTILIZAÇÃO DO BUNDLE DE CATETER VESICAL DE DEMORA NA PROMOÇÃO DA SEGURANÇA DO PACIENTE.

Relatoria: Tais oliveira da silva
Renata Glauca Barros da Silva Lopes
Jaqueline Ferreira de Oliveira

Autores: Thalyson Novaes dos Santos
Rosemary Amanayé dos Santos
Tiago da Silva Leal

Modalidade: Pôster

Área: Eixo 1: Assistência, gestão, ensino e pesquisa em Enfermagem

Tipo: Relato de experiência

Resumo:

INTRODUÇÃO: Às infecções Relacionadas à Assistência em Saúde (IRAS) estão relacionadas à hospitalização, sobretudo por meio de procedimentos invasivos, como o Cateterismo Vesical de demora (CVD) aumentando o risco de infecção do trato urinário (ITU) e configura-se como problema de saúde pública, pois aumentam a taxa morbidade e mortalidade, custos hospitalares e afetam negativamente a segurança do paciente. Assim sendo, os Bundles de CVC são instrumentos com medidas e cuidados específicos para sistematizar a técnica adequada, aprimorando a qualidade da assistência prestada e reduzindo as ITU, assim promovendo a segurança do paciente. **OBJETIVO:** Relatar a experiência do uso do bundle de inserção de CVD no intraoperatório. **METODOLOGIA:** Trata-se de um estudo descritivo do tipo relato de experiência da vivência de uma acadêmica de enfermagem durante o estágio extracurricular no setor de Centro cirúrgico em um Hospital de referência em Belém. **RESULTADOS/DISCUSSÃO:** O uso dos Bundles é fundamental para assegurar a segurança do paciente, atuando como um checklist que garante a correta execução de todos os passos. Nesse sentido, considerando que a inserção do CVD é uma atribuição exclusiva do enfermeiro, é imprescindível que o profissional possua conhecimento técnico-científico e siga as diretrizes estabelecidas pela instituição, visando aprimorar a qualidade da assistência prestada. Durante a realização do procedimento, é essencial que outro profissional realize a auditoria, confirmando a execução adequada. Caso algum passo crucial não seja cumprido, é necessário interromper o procedimento e solicitar que o enfermeiro o execute corretamente ou registre a falha. O Bundle é parte de um protocolo assistencial, na qual inclui um roteiro de inserção, abrangendo desde a indicação do procedimento até a verificação de possíveis contaminações do campo estéril, com marcações de "sim" ou "não". Além disso, o auditor deve registrar o calibre do cateter e o preenchimento do balão de fixação com água destilada. Ao finalizar o procedimento, é imprescindível verificar os cuidados com o cateter, incluindo a fixação e a posição adequadas, bem como checar se o sistema de coleta foi datado e se houve interrupção ou suspensão do procedimento devido a violações das boas práticas. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** Com isso, a utilização de Bundles de CVC no intraoperatório é uma estratégia importante na prevenção de ITU relacionadas à assistência e assim promove a segurança do paciente.